

ExCell Bio

OptiVitro® 葡萄糖溶液说明书

本品仅用于科学研究及商业化生产，不适用于临床诊断和治疗

货 号

M101382C



产品概述

OptiVibro® 葡萄糖溶液含 300 g/L 浓度的 D-葡萄糖，用作适合细胞培养的无血清培养基补充剂。

产品规格及储存、运输要求

产品名称	货号	规格	存储条件	运输条件	有效期
OptiVibro® 葡萄糖溶液	M101382C	100 mL 液体	2-8°C 避光	< 25°C 避光	12 个月

产品注意事项

1. 产品存储过程中需要遮光，避免日光灯或其他灯光照射，在冰箱或仓库储存时建议使用有色包装袋。
2. 产品运输过程中需要遮光运输，避免日光或其他灯光照射对产品的外观产生影响导致外观变色。
3. 产品在使用过程中需要转运至洁净区内时，灭菌方式只能采用消毒剂擦拭灭菌，不能使用紫外灭菌。

【注意】：在经过带有紫外的传递窗时，需要主动关闭传递窗内的紫外灯。

免责声明

1. 产品应按照说明书指导使用，实验者未按说明书操作，本公司不对由此导致的产品性能偏离承担责任；
2. 产品仅用于科学研究及商业化生产，不适用于临床诊断和治疗，否则所产生的一切后果，由实验者承担，本公司概不负责。